



# **ISTRUZIONI SBIANCAMENTO DOMICILIARE**

**Erogare la quantità di un chicco di riso nella zona interna alla mascherina dove presente il puntino nero.**

---

**Indossare la mascherina assicurandosi che sia completamente inserita.**

**Applicare gel opalescence 10% per 8-10 ore durante la notte.**

---

**Rimuovere il gel in eccesso che fuoriesce dalla mascherina con uno spazzolino morbido. Non ingerire il gel risciacquato.**

**A fine trattamento pulire la mascherina con una spazzola morbida e acqua fredda.**